



MVZ Labordiagnostik Lahn-Dill GmbH · Hindenburgstr. 15 - 35683 Dillenburg

**wichtige Information Arzt/Ärztin**

**Lagerdauer EDTA- Blutproben 5 Tage**  
**Empfehlung Anzahl EDTA- Röhrchen zu verschiedenen Untersuchungen**  
**Pädiatrische EDTA- Probenröhrchen**

23.03.2015

Sehr geehrte Frau Kollegin,  
Sehr geehrter Herr Kollege,

Auf Grund der Probenstabilität ist eine Lagerung von EDTA- Blutproben über 5 Tage hinaus nicht sinnvoll. Auch sind weniger betroffene Untersuchungen (PCR, Blutgruppenbestimmung) nur aus einem für diesen Zweck entnommenen, separaten EDTA- Röhrchen bestimmbar. Daher bitten wir die Verkürzte Lagerdauer für die EDTA- Probenröhrchen zu beachten. Die Serum- Lagerdauer bleibt unverändert bei 10 Tagen.

<b>Untersuchung</b>	<b>Anzahl EDTA- Röhrchen</b>
Blutbild, HbA1c und/oder BSG	1
Blutgruppe	1 (+ 1 Serum)
PCR	1
Weitere Untersuchungen (Vitamine etc.)	1

Bitte achten Sie bei allen Blutabnahmen mit Sarstedt- Röhrchen darauf, dass der Stempel des Probenröhrchens komplett nach unten bis zum letzten Widerstandspunkt gezogen ist und das Probenröhrchen vollständig gefüllt ist (bis zur Markierung auf dem Röhrchen). Für die Blutabnahme mit verringertem Probenvolumen, z.B. bei Kleinkindern, empfehlen wir die Benutzung von Sarstedt S-Monovette® EDTA 1,6 ml (Bestellnr. 05.1081.001).

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen

Dr. T. Aslan

Dr. O. Keksel